

ウイルス・真菌にも効く 速乾性手指消毒剤

ウィル・ステラVH WILLSTELLA 指定医薬部外品



※1

有効成分

エタノール
76.9~81.4vol%
含有

pHを酸性に
調整しています。

ウィル・ステラVHは、従来の速乾性アルコール製剤では
活性が劣るとされてきたノンエンベロップウイルスを含む、
幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。

※1 一般社団法人大阪工研協会
「第64回工業技術賞」受賞



商品コード：42325
規格：60mLスプレー付

商品コード：42326
規格：500mL角噴射ポンプ付

商品コード：42009
規格：500mL GUD-500-PHJ用

商品コード：42324
規格：1L噴射ポンプ付

商品コード：42327
規格：3L

3種の保湿剤を配合

保湿剤としてグリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し、手荒れに配慮しています。
本剤を1日10回、7日間連続で使用し、前後の皮膚の状態を測定した結果、手肌の性状・機能について変化は認められませんでした。

図1 薬剤使用前後のマイクロスコープ画像



品名	内容量 / 規格	入数	商品コード	JANコード
速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH	60mLスプレー付	20×4	42325	49-87696-42325-1
速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH	500mL角噴射ポンプ付	10	42326	49-87696-42326-8
速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH	500mL GUD-500-PHJ用	12	42009	49-87696-42009-0
速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH	1L噴射ポンプ付	10	42324	49-87696-42324-4
速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH	3L	3	42327	49-87696-42327-5

関連商品

ディスペンサー

ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ

商品コード：41962
規格：本体
入数：1
サイズ：W147×D101×H268mm
※電池、薬液ボトル、トレーは含みません。
※アルカリ乾電池単1型4本使用
※電源供給は、別売オプション品の充電電池でも可能です。



／ ノータッチで衛生的！ ／

ノータッチ式ディスペンサー GUD-500-PHJ

商品コード：41996
規格：本体
入数：1
サイズ：W113×D103×H225mm
※電池、薬液ボトル、トレーは含みません。
※アルカリ乾電池単3型4本使用
※電源供給は、別売オプション品の充電電池でも可能です。



ディスペンサースタンド

ノータッチ式 ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ

商品コード：41968
規格：本体
入数：1
サイズ：W350×D350×H1,310～1,700mm
※啓発パネルは他にもご用意しております。
パネルの名入れも承ります。詳しくはお問い合わせください。
※掲示スペース：W200×H150mm



／ 設置場所を選ばない！ ／

ノータッチ式 ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ モニター付

商品コード：41990
規格：本体
入数：1
サイズ：W350×D350×H1,310～1,700mm
※センサー感知による自動再生や、連続再生を選択できます。
※IS-9000-PHJモニター付は電源供給が必要です。
詳しくはお問い合わせください。



- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がりが上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2015年3月現在のものです。

お問い合わせ



<https://www.west-up.co.jp>

大阪本社：〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-1 新栄ビル 6F D 号室
TEL：06-6885-2280 / FAX：06-6885-2290

東京営業所：〒101-0043 東京都千代田区神田富山町 28 田澤神田ビル 5F
TEL：03-5298-1087 / FAX：03-5298-1088